

DISPOSITIVO DE RESCATE PARA ATRAGANTAMIENTO

Dispositivo de rescate esencial para emergencias de atragantamiento

MANGO

Fácil de usar por cualquier persona.

ÉMBOLO

Genera presión negativa para succionar con más fuerza los objetos que causan la obstrucción.

VÁLVULA DE VENTILACIÓN


Descarga el aire del cuerpo principal para asegurar que pueda generar una succión fuerte.

MASCARILLA FACIAL

Mascarilla superblanda, suave con la piel y sin riesgo de trauma de cráneo.


INCLUYE:

- Una mascarilla para adultos
- Una mascarilla pediátrica




Fácil de usar en una emergencia de atragantamiento

1 COLOCAR




Coloque la mascarilla sobre la nariz y la boca de la víctima. Sostenga la mascarilla con su mano más débil para lograr un buen sello alrededor del rostro de la víctima.

2 EMPUJAR



Empuje el émbolo hacia abajo con su mano más fuerte. Todo el aire saldrá por el sistema de válvula unidireccional, evitando que la obstrucción sea empujada más adentro de la víctima.

3 JALAR



Jale el émbolo hacia atrás mientras mantiene la mascarilla en su lugar. Esto creará succión. Si la obstrucción no sale en el primer jalón, continúe empujando y jalando el émbolo sin retirar el dispositivo del rostro de la víctima.